

(143008) **5-hidroxitriptófano en orina**

Muestra: **ORINA 24 HORAS**
Muestra alternativa: **No tiene**
Volumen mínimo: **0.5 mL** Conservación de la muestra: **Refrigerada. pH<3 (Ac. Clorhídrico)**
Plazo de entrega: **15 días laborables**
Metodo: **Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).**

Condiciones del paciente:

Durante los 5 días previos a la recogida de la orina realizar una dieta exenta de aguacates, berenjenas, dátiles, tomates, ciruelas, kiwi, melon, naranjas, piña, pomelo, plátanos, nueces, queso, té, café, caramelos, chocolate y bebidas espumosas o efervescentes.

Está descrito que el tratamiento farmacológico con Litio, IMAO, Metil-dopa, Morfina y Reserpina puede aumentar las concentraciones de serotonina sérica y urinaria, del ácido 5 Hidroxiindolacético urinario y del 5 Hidroxitriptófano sérico y urinario.

5-hidroxitriptófano en orina

Método: Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).

RESULTADO: **R2** mg/L Valores de referencia:
R1 mg/24 horas < 4.0 mg/24 horas
