

(124168) **Activador Tisular del Plasminógeno [t-PA] en Plasma**

Muestra: **PLASMA ( Anticoagulante: CITRATO 3.8 % DIL 1/9 )**  
Muestra alternativa: **No tiene**  
Volumen mínimo: **500 µL** Conservación de la muestra: **Congelada a -20°C**  
Plazo de entrega: **35 días laborables**  
Metodo: **Enzimoimmunoanálisis**

Obtención de la muestra:

Extracción con estasis venosaSeparar plasma pobre en plaquetas y congelar inmediatamente

---

---

---

---

**Activador Tisular del Plasminógeno [t-PA] en Plasma**

Método: Enzimoimmunoanálisis

RESULTADO: **R1** ng/mL

VALORES DE REFERENCIA:

Con estasis venosa: 1.0 - 12.0 ng/mL

---