

(124006) **Anticoagulante Lúpico [Screening] en Plasma**

Muestra: **PLASMA ( Anticoagulante: CITRATO 3.8 % DIL 1/9 )**  
Muestra alternativa: **No tiene**  
Volumen mínimo: **0.5 mL** Conservación de la muestra: **Congelada a -20°C**  
Plazo de entrega: **5 días laborables**  
Metodo: **Coagulometría.**

Otros nombres: **Screening Anticoagulante Lúpico en Plasma**

Obtención de la muestra:

Separar plasma pobre en plaquetas y congelar inmediatamente.

---

---

---

---

**Anticoagulante Lúpico [Screening] en Plasma**

Método: Coagulometría.

Resultado: **R1**

Valores de referencia: <1.2

---