

(124005) **Anticoagulante Lúpico [confirmación] en Plasma**

Muestra: **PLASMA (Anticoagulante: CITRATO 3.8 % DIL 1/9)**
Muestra alternativa: **No tiene**
Volumen mínimo: **0.5 mL** Conservación de la muestra: **Congelada a -20°C**
Plazo de entrega: **5 días laborables**
Metodo: **Coagulometría. Corrección mediante adición de fosfolípidos y veneno de víbora de Russell.**
Otros nombres: **Confirmación Anticoagulante Lúpico en Plasma**

Obtención de la muestra:

Separar plasma pobre en plaquetas y congelar inmediatamente.

Anticoagulante Lúpico [confirmación] en Plasma

Método: Coagulometría. Corrección mediante adición de fosfolípidos y veneno de víbora de Russell.

RESULTADO: **R1**

(Razón LAC):

VALORES DE REFERENCIA:

Positivo fuerte:	> 2.0
Positivo moderado:	1.5 - 2.0
Positivo débil:	1.2 - 1.5
Negativo:	< 1.2
