

(111387)Anticuerpos IgG Anti Listeria Monocytogenes en líquido cefaloraquideo Anticuerpos IgG Anti Listeria Monocytogenes en líquido cefaloraquideo

LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO Muestra:

Muestra alternativa: No tiene

Volumen mínimo: 300 µL Conservación de la muestra: Refrigerada

Plazo de entrega: 3 dias laborables

Metodo: Inmunofluorescencia indirecta.

Anticuerpos IgG Anti Listeria Monocytogenes en líquido cefaloraquideo Método: Inmunofluorescencia indirecta.

R1 Resultado: Valores de referencia: Ausencia