

(171016) **Antígeno Toxinas A Y B del Clostridium Difficile en heces**

Muestra: **HECES**
Muestra alternativa: **No tiene**
Volumen mínimo: **3 g** Conservación de la muestra: **Refrigerada**
Plazo de entrega: **2 días laborables**
Metodo: **Inmunocromatografía.**

Antígeno Toxinas A Y B del Clostridium Difficile en heces

Método: Inmunocromatografía.

	Toxina A	Toxina B
Muestra 2	R1	R2

VALORES DE REFERENCIA: Ausencia
