

(171070) **Citomegalovirus Antígeno pp65 en sangre**

Muestra: **SANGRE (Anticoagulante: HEPARINA)**
Muestra alternativa: **SANGRE (Anticoagulante: EDTA)**
Volumen mínimo: **6.1 mL** Conservación de la muestra: **Refrigerada**
Plazo de entrega: **7 días laborables**
Metodo: **Tinción FAAFA.**

Observaciones:

El tiempo transcurrido entre la extracción de la muestra y su procesamiento en el laboratorio debe ser inferior a 24 horas.

Antígeno pp65 Citomegalovirus en sangre

Método: Tinción FAAFA.

Resultado: **R1**

Valores de referencia: Negativo

Nota: Les informamos que nuestro laboratorio también dispone de la técnica de cuantificación del ADN del Citomegalovirus en plasma (código 163040).
