

(112026) **Citoplasma Neutrófilos Anticuerpos IgA en suero**

Muestra: **SUERO**  
Muestra alternativa: **No tiene**  
Volumen mínimo: **700 µL** Conservación de la muestra: **Refrigerada**  
Plazo de entrega: **3 días laborables**  
Metodo: **Inmunofluorescencia indirecta.**

Otros nombres: **ANCA IgA en suero**  
**Neutrófilos Citoplasma Anticuerpos IgG en suero**

**Anticuerpos IgA Anti Citoplasma de Neutrófilos en suero**

Método: Inmunofluorescencia indirecta.

Resultado: **R1** Título: **R2** Valores de referencia: Título: < 1/20

PATRÓN: **R3**

**Nota:** Se recomienda ampliar todo resultado Positivo mediante el estudio de Proteinasa 3 y Mieloperoxidasa (códigos 101123 y 100581).  
En caso de patrón atípico, se recomienda valorar la reactividad frente a otros enzimas (Lactoferrina, Catepsina G, BPI, Elastasa ...).

---