

(112025) **Citoplasma Neutrófilos Anticuerpos IgG en suero**

Muestra: **SUERO**
Muestra alternativa: **No tiene**
Volumen mínimo: **700 µL** Conservación de la muestra: **Refrigerada**
Plazo de entrega: **3 días laborables**
Metodo: **Inmunofluorescencia indirecta.**

Otros nombres: **ANCA IgG en suero**
Neutrófilos Citoplasma Anticuerpos IgG en suero

Anticuerpos IgG Anti Citoplasma de Neutrófilos en suero

Método: Inmunofluorescencia indirecta.

Resultado: **R1** Título: **R2** Valores de referencia: Título: < 1/20
PATRÓN: **R3**

Nota: Se recomienda ampliar todo resultado Positivo mediante el estudio de Proteinasa 3 y Mieloperoxidasa (códigos 131185 y 131215).
En caso de patrón atípico, se recomienda valorar la reactividad frente a otros enzimas (Lactoferrina, Catepsina G, BPI, Elastasa ...).
