

(105020) **Complemento Hemolítico Total CH50 en suero**

Muestra: **SUERO**
Muestra alternativa: **No tiene**
Volumen mínimo: **600 µL** Conservación de la muestra: **Congelada a -20°C**
Plazo de entrega: **4 días laborables**
Metodo: **Turbidimetría.**

Otros nombres: **CH50 en suero**

Obtención de la muestra:
Separar el suero y congelar inmediatamente.

Complemento Hemolítico Total CH50 en suero

Método: Turbidimetría.

Resultado: **R1** U/mL Valores de referencia: > 24 U/mL

Nota: Valores de referencia establecidos con muestras congeladas inmediatamente.
Este método está estandarizado para muestras de suero humano, pero no para otros tipos de muestra.
