

(102013) **Cortisol en suero - Mañana**

Muestra: **SUERO**
Muestra alternativa: **No tiene**
Volumen mínimo: **400 µL** Conservación de la muestra: **Refrigerada**
Plazo de entrega: **3 días laborables**
Metodo: **Quimioluminiscencia.**

Otros nombres: **Cortisol en suero**

Cortisol en suero - Mañana

Método: Quimioluminiscencia.

RESULTADO: **R1** µg/dL

VALORES DE REFERENCIA:

Mañana (8h a 9h): 5 - 25 µg/dL
