

(112016) **Células Parietales Anticuerpos IgA en suero**

Muestra: **SUERO**
Muestra alternativa: **No tiene**
Volumen mínimo: **300 µL** Conservación de la muestra: **Refrigerada**
Plazo de entrega: **3 días laborables**
Metodo: **Inmunofluorescencia indirecta.**

Otros nombres: **APCA en suero**

Nota:

En caso de presencia de anticuerpos anti mitocondriales en el suero del paciente, los anticuerpos anti células parietales por IFI no son valorables y se tienen que determinar por otro metodo.

Anticuerpos IgA Anti Células Parietales en suero

Método: Inmunofluorescencia indirecta.

Resultado: **R1** Título: **R2** Valores de referencia: Título: < 1/20

Nota: En caso de presencia de anticuerpos anti mitocondriales en el suero del paciente, los anticuerpos anti células parietales por IFI no son valorables y se tienen que determinar por otro metodo.
