

(124085) **Dímero D en Plasma**

Muestra: **PLASMA (Anticoagulante: CITRATO 3.8 % DIL 1/9)**
Muestra alternativa: **No tiene**
Volumen mínimo: **300 µL** Conservación de la muestra: **Congelada a -20°C**
Plazo de entrega: **2 días laborables**
Metodo: **Turbidimetría.**

Obtención de la muestra:
Separar plasma pobre en plaquetas y congelar inmediatamente

Dímero D en Plasma

Método: Turbidimetría.

Resultado: **R1** µg/mL FEU

Valores de referencia: < 0.55 µg/mL FEU

Nota: FEU: Fibrinogen Equivalent Units
