

(111155) **Ehrlichia chaffeensis Anticuerpos IgM en suero**

Muestra: **SUERO**
Muestra alternativa: **No tiene**
Volumen mínimo: **300 µL** Conservación de la muestra: **Refrigerada**
Plazo de entrega: **6 días laborables**
Metodo: **Inmunofluorescencia indirecta.**

Anticuerpos IgM Anti Ehrlichia chaffeensis en suero

Método: Inmunofluorescencia indirecta.

Resultado: **R1** Título: **R2** Valores de referencia: Título: < 1/20

Nota: La presencia de Anticuerpos de tipo IgM es compatible con infección reciente.
