

(102035) **Enzima Convertidor de La Angiotensina [ECA] en Líquido Cefalorraquídeo**

Muestra:	LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO		
Muestra alternativa:	No tiene		
Volumen mínimo:	600 µL	Conservación de la muestra:	Refrigerada
Plazo de entrega:	3 días laborables		
Método:	Cinética enzimática.		
Otros nombres:	Ace en Líquido Cefalorraquideo Eca en Líquido Cefalorraquideo		

**Enzima Convertidor de La Angiotensina [ECA] en Líquido Cefalorraquídeo**

Método: Cinética enzimática.

Resultado: R1 U/L

Valores de referencia: <6 U/L

---