

(162611) **Estudio prenatal de CGH Array de alta resolución en restos abortivos.**

Muestra: **TEJIDO FETAL**
Muestra alternativa: **VELLOSIDADES CORIALES**
Volumen mínimo: **20.1 mL** Conservación de la muestra: **T.ambiente**
Plazo de entrega: **10 días laborables**
Metodo: **Hibridación Genómica Comparada sobre un Array**
Especificaciones del Método: **6.000 sondas . 100 Kb de resolución media en regiones de interés clínico (OMIM) y 0.5 Mb en el resto del**
Otros nombres: **CGH Array en restos abortivos.**

Observaciones:
Es preciso un estudio citogenético previo.

Estudio de pérdidas y ganancias de material genético por CGH array en restos abortivos.

Método: Hibridación Genómica Comparada sobre un Array 6.000 sondas . 100 Kb de resolución media en regiones de interés clínico (OMIM) y 0.5 Mb en el resto del genoma.

Nota: Se adjunta el informe original.
