

(172355) **Examen microscópico de hongos en fluidos biológicos**
Montaje con KOH

Muestra: **FLUIDOS BIOLÓGICOS**
Muestra alternativa: **No tiene**
Volumen mínimo: **2.1 mL** Conservación de la muestra: **T.ambiente**
Plazo de entrega: **3 días laborables**
Metodo: **Microscopía óptica previa tinción KOH.**

Examen microscópico de hongos en fluidos biológicos
Montaje con KOH

Método: Microscopía óptica previa tinción KOH.

MUESTRA: **R1** Valores de referencia:
RESULTADO: **R2** Negativo.
