

(124125) **Factor Von Willebrand Antigénico en Plasma**

Muestra: **PLASMA ( Anticoagulante: CITRATO 3.8 % DIL 1/9 )**  
Muestra alternativa: **No tiene**  
Volumen mínimo: **700 µL** Conservación de la muestra: **Congelada a -20°C**  
Plazo de entrega: **5 días laborables**  
Metodo: **Turbidimetría.**

Otros nombres: **Factor Vw en Plasma [antígeno]**  
**Von Willebrand Factor en Plasma [antígeno]**

Obtención de la muestra:  
Separar plasma pobre en plaquetas y congelar inmediatamente

---

---

---

---

**Factor Von Willebrand Antigénico en Plasma**

Método: Turbidimetría.

Resultado: **R1 %**

Valores de referencia: 50 - 160 %

---