

(131127) **GM1 Gangliósidos Anticuerpos IgG en suero**

Muestra: **SUERO**  
Muestra alternativa: **PLASMA ( Anticoagulante: EDTA o HEPARINA o CITRATO )**  
Volumen mínimo: **160 µL** Conservación de la muestra: **Refrigerada**  
Plazo de entrega: **10 días laborables**  
Metodo: **Inmunoblotting.**  
Observaciones del metodo: Se detectan anticuerpos tipo IgG frente a los Gangliósidos:GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b y GQ1b.

**Anticuerpos IgG Anti Gangliósidos GM1en suero**

Método: Inmunoblotting.

Anticuerpos IgG Anti Gangliósidos GM1

**R1**

Valores de referencia :

Ausencia

---