

(107800) **Ge91- Proteínas de suero de Paloma, Plumas**

Muestra: **SUERO**
Muestra alternativa: **No tiene**
Volumen mínimo: **300 µL** Conservación de la muestra: **Refrigerada**
Plazo de entrega: **8 días laborables**
Metodo: **Fluoroimmunoanálisis (CAP System).**

Rast IgG Específica

Método: Fluoroimmunoanálisis (CAP System).

REALIZADO FRENTE A:

Ge91- Proteínas de suero de Paloma, Plumas

Y Excrementos Rast IgG

RESULTADO:

R1 mg/L

VALORES DE REFERENCIA:

Interpretación: El aumento de anticuerpos IgG en el curso de una Inmunoterapia alérgica comporta respuesta al tratamiento y disminución de la sensibilización.

Nota: Un único resultado no es valorable. Se recomienda realizar siempre determinaciones seriadas durante el tratamiento.
