

## Hiv-[1+2] Antígeno p24 y Anticuerpos en suero (104095)

Muestra: **SUERO** 

Muestra alternativa: PLASMA (Anticoagulante: EDTA + HEPARINA)

Volumen mínimo: 0.75 mL Conservación de la muestra: Refrigerada

Plazo de entrega: 2 dias laborables Metodo: Quimioluminiscencia.

Sida [hiv 1+2] Antígeno p24 y Anticuerpos en suero Otros nombres:

Nota:

De acuerdo con las recomendaciones de las sociedades científicas, se aconseja confirmar los resultados serológicos positivos mediante técnicas de inmunoblotting y PCR.

## Antígeno p24 y Anticuerpos Anti Hiv-[1+2] en suero Método: Quimioluminiscencia.

Resultado: Índice: R1 R2 Interpretación: Positivo: > 1.00 Negativo: < 0.90

> Indeterminado: 0.90 - 1.00

Nota: De acuerdo con las recomendaciones de las sociedades científicas, se aconseja confirmar los

resultados serológicos positivos mediante técnicas de inmunoblotting y PCR.