

## Neuronales Cv2 Anticuerpos en Líquido Cefalorraquídeo (133105)

LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO Muestra:

Muestra alternativa: No tiene

Volumen mínimo: 120 µL Conservación de la muestra: Refrigerada

Plazo de entrega: 30 dias naturales

Metodo: Inmunofluorescencia indirecta.

## Anticuerpos Anti Cv2 [anti Neuronales] en Líquido Cefalorraquídeo Método: Inmunofluorescencia indirecta.

Valores de referencia: Ausencia Resultado: R1