

(106010) **Phadiatop Infantil (mezcla de los principales alimentos y
neumoalergenos) [pediatría] en suero**

Muestra: **SUERO**
Muestra alternativa: **No tiene**
Volumen mínimo: **650 µL** Conservación de la muestra: **Refrigerada**
Plazo de entrega: **3 días laborables**
Metodo: **Fluoroimmunoanálisis (CAP System).**

Nota:

En las mezclas de alérgenos, los resultados se expresan unicamente por concentración. En resultados POSITIVOS, se recomienda realizar la determinación por separado de cada alérgeno.

Phadiatop Infantil (Mezcla de los principales alimentos y neumoalergenos) en suero

Método: Fluoroimmunoanálisis (CAP System).

RESULTADO: **R1** kU/L

VALORES DE REFERENCIA: Ausencia

Nota:

En las mezclas de alérgenos, los resultados se expresan unicamente por concentración.
En resultados POSITIVOS, se recomienda realizar la determinación por separado de cada alérgeno.
