

(124190) **Proteína S Funcional en Plasma**

Muestra: **PLASMA ( Anticoagulante: CITRATO 3.8 % DIL 1/9 )**  
Muestra alternativa: **No tiene**  
Volumen mínimo: **300 µL** Conservación de la muestra: **Congelada a -20°C**  
Plazo de entrega: **5 días laborables**  
Metodo: **Coagulometría.**

Obtención de la muestra:

Separar plasma pobre en plaquetas (se recomienda doble centrifugación de la muestra) Centrifugar la sangre durante 10 minutos a 3000 rpm , separar el plasma y volver a centrifugar 10' a 3000 rpm después congelar inmediatamente.

---

---

---

---

**Proteína S Funcional en Plasma**

Método: Coagulometría.

RESULTADO: **R1 %**

VALORES DE REFERENCIA:

Varones: 75 - 130 %  
Mujeres: 59 - 118 %  
Mujeres en tratamiento con  
anticonceptivos orales: 52 - 118 %

---