

(111148)Rickettsia Conorii Anticuerpos IgM en Líquido Cefalorraquídeo

LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO Muestra:

Muestra alternativa: No tiene

Volumen mínimo: 300 µL Conservación de la muestra: Refrigerada

Plazo de entrega: 3 dias laborables

Metodo: Inmunofluorescencia indirecta.

Otros nombres: Fiebre Botonosa Anticuerpos IgM en Liquido Cefalorraquideo

Anticuerpos IgM Anti Rickettsia Conorii en Liquido Cefalorraquideo Método: Inmunofluorescencia indirecta.

Resultado: R1 Título: Valores de referencia: Título: Ausencia R2