

(143007) **5-hidroxitriptófano en suero**

Muestra: **SUERO**  
Muestra alternativa: **No tiene**  
Volumen mínimo: **500 µL** Conservación de la muestra: **Refrigerada**  
Plazo de entrega: **15 días laborables**  
Metodo: **Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).**

Condiciones del paciente:

Durante los 5 días previos a la recogida de la orina realizar una dieta exenta de aguacates, berenjenas, dátiles, tomates, ciruelas, kiwi, melon, naranjas, piña, pomelo, plátanos, nueces, queso, té, café, caramelos, chocolate y bebidas espumosas o efervescentes.

Está descrito que el tratamiento farmacológico con Litio, IMAO, Metil-dopa, Morfina y Reserpina puede aumentar las concentraciones de serotonina sérica y urinaria, del ácido 5 Hidroxiindolacético urinario y del 5 Hidroxitriptófano sérico y urinario.

---

---

---

---

**5-hidroxitriptófano en suero**

Método: Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC).

Resultado: **R1** mg/L

Valores de referencia: < 3.0 mg/L

---