

(101015) **Ciclosporina en sangre**

Muestra: **SANGRE (Anticoagulante: EDTA)**
Muestra alternativa: **SANGRE (Anticoagulante: HEPARINA)**
Volumen mínimo: **0.3 mL** Conservación de la muestra: **Refrigerada**
Plazo de entrega: **2 días laborables**
Metodo: **Quimioluminiscencia.**

Otros nombres: **Sandimmun ® en sangre**

Ciclosporina en sangre

Método: Quimioluminiscencia.

Resultado: **R1** ng/mL

Valores terapeuticos: 100 - 500 ng/mL
