

(124150) **Fibrinógeno [claus] en Plasma**

Muestra: **PLASMA (Anticoagulante: CITRATO 3.8 % DIL 1/9)**
Muestra alternativa: **No tiene**
Volumen mínimo: **300 µL** Conservación de la muestra: **Congelada a -20°C**
Plazo de entrega: **4 días laborables**
Metodo: **Método Claus.**

Obtención de la muestra:
Separar plasma pobre en plaquetas y congelar inmediatamente.

Fibrinógeno [claus] en Plasma

Método: Método Claus.

Resultado: **R1** g/L

Valores de referencia: 1.7 - 5.0 g/L
