

(104056) **Hepatitis B Antígeno de Superficie en suero**

Muestra: **SUERO**
Muestra alternativa: **PLASMA (Anticoagulante: EDTA o HEPARINA o CITRATO)**
Volumen mínimo: **450 µL** Conservación de la muestra: **Refrigerada**
Plazo de entrega: **2 días laborables**
Metodo: **Quimioluminiscencia.**

Antígeno de Superficie Hepatitis B en suero

Método: Quimioluminiscencia.

Resultado: **R1** Índice: **R2** Interpretación: Positivo: > 1.00 Negativo: < 0.90
Indeterminado: 0.90 - 1.00

Nota: Esta técnica de screening puede tener falsos Positivos, sobre todo en el embarazo.
Se recomienda confirmar los Positivos mediante test de neutralización.
