

(104063)Hepatitis B Antígeno e en suero

Muestra: **SUERO**

Muestra alternativa: PLASMA (Anticoagulante: EDTA o HEPARINA o CITRATO) Volumen mínimo: 450 µL Conservación de la muestra: Refrigerada

Plazo de entrega: 4 dias laborables Metodo: Quimioluminiscencia.

Antígeno e Hepatitis B en suero Método: Quimioluminiscencia.

RESULTADO: R1 INDICE: R2

VALORES DE REFERENCIA:

Positivo: ≥ 1.00 Negativo: < 1.00