

(133024) **Hiv-1 Anticuerpos [confirmación] en suero**

Muestra: **SUERO**  
Muestra alternativa: **No tiene**  
Volumen mínimo: **140 µL** Conservación de la muestra: **Refrigerada**  
Plazo de entrega: **4 días laborables**  
Metodo: **Inmunoblotting de péptidos sintéticos de tercera generación.**

Otros nombres: **Sida [HIV-1] Anticuerpos [confirmación] en suero**

Observaciones del metodo: Se valoran los anticuerpos frente a los antígenos: sgp 120 (incluye subtipo 0 deHIV-1), gp41 . (péptidos sintéticos) y p31, p24, p17 (HIV-1+2) (proteínas recombinantes).

**Anticuerpos Anti Hiv-1 [confirmación] en suero**

Método: Inmunoblotting de péptidos sintéticos de tercera generación.

Se valoran los anticuerpos frente a los antígenos: sgp 120 (incluye subtipo 0 deHIV-1), gp41 . (péptidos sintéticos) y p31, p24, p17 (HIV-1+2) (proteínas recombinantes).

sgp120: **R1**  
gp41: **R2**  
p31: **R3**  
p24: **R4**  
p17 : **R5**

Valores de Referencia : **Negativo**

**INTERPRETACION:**

**Positivo:**

a) Se observan como mínimo 2 bandas de intensidad reactiva:

- 2 bandas de envoltura ( sgp120 + gp41 ).

- ó 1 banda de antígeno de envoltura (sgp120, gp41) y la banda p24.

b) Se observan como mínimo 3 bandas de intensidad reactiva, siendo una de antígeno de envoltura [sgp120, gp41].

**Negativo:**

a) No se observan bandas.

b) Se observan bandas de intensidad que no pueden considerarse reactivas.

**Indeterminado:**

a) Se observan como mínimo 2 bandas de intensidad igual al cut-off.

b) Se observa 1 banda de intensidad reactiva, siendo las demás negativas ó cut-off.

c) Se observan como mínimo 2 bandas de intensidad reactiva, pero no cumplen los criterios de positividad.