

(103105) **Proteína C Reactiva Ultrasensible en suero**

Muestra: **SUERO**
Muestra alternativa: **PLASMA (Anticoagulante: EDTA o HEPARINA)**
Volumen mínimo: **450 µL** Conservación de la muestra: **Refrigerada**
Plazo de entrega: **3 días laborables**
Metodo: **Inmunoturbidimetria**

Otros nombres: **Pcr en suero Ultrasensible**

Proteína C Reactiva Ultrasensible en suero

Método: Inmunoturbidimetria

RESULTADO: **R1** mg/L

VALORES DE REFERENCIA: < 3.00 mg/L

RIESGO CARDIOVASCULAR:

Bajo: < 1.00 mg/L

Medio: 1.00 - 3.00 mg/L

Alto: > 3.00 mg/L
