

(106678) **Rast IgE - gx6 [g2, g5, g10, g11, g13, g17] Mezcla polen gramíneas (grama mayor, ballico, millaca, trespe, heno blanco, panizo de las pampas)**

Muestra: **SUERO**
Muestra alternativa: **No tiene**
Volumen mínimo: **250 µL** Conservación de la muestra: **Refrigerada**
Plazo de entrega: **2 días laborables**
Metodo: **Fluoroimmunoanálisis (CAP System).**

Rast IgE Específica

Método: Fluoroimmunoanálisis (CAP System).

REALIZADO FRENTE A:	CONCENTRACION	CLASE
gx6 [g2, g5, g10, g11, g13, g17] Mezcla polen gramíneas (grama mayor, ballico, millaca, trespe, heno blanco, panizo de las pampas)	R1 kU/L	

VALORES DE REFERENCIA:

Alérgenos aislados: Negativo: Concentración < 0.35 kU/L y Clase 0

Mezclas de alérgenos Negativo: Concentración < 0.35 kU/L

En las mezclas los resultados se expresan únicamente por concentración

En los resultados positivos se recomienda realizar la determinación de cada uno de los alérgenos.

INTERPRETACION:	Clase 0:	< 0.35	kU/L	Clase 4:	17.5 - 50	kU/L
	Clase 1:	0.35 - 0.70	kU/L	Clase 5:	50 - 100	kU/L
	Clase 2:	0.70 - 3.50	kU/L	Clase 6:	> 100	kU/L..
	Clase 3:	3.50 - 17.5	kU/L			
