

(107424) **c232 Lidocaína**

Muestra: **SUERO**
Muestra alternativa: **No tiene**
Volumen mínimo: **250 µL** Conservación de la muestra: **Refrigerada**
Plazo de entrega: **10 días laborables**
Metodo: **Enzimoimmunoanálisis**

Rast IgE Específica [medicamentos Y Alérgenos Especiales]

Método: Enzimoimmunoanálisis

REALIZADO FRENTE A:	CONCENTRACION	CLASE
c232 Lidocaína	R1 kU/L	R2

VALORES DE REFERENCIA:

Alérgenos aislados: Negativo: Concentración < 0.35 kU/L y Clase 0

Mezclas de alérgenos Negativo: Concentración < 0.35 kU/L

En las mezclas los resultados se expresan únicamente por concentración

En los resultados positivos se recomienda realizar la determinación de cada uno de los alérgenos.

INTERPRETACION:	Clase 0:	< 0.35	kU/L	Clase 4:	17.5 - 50	kU/L
	Clase 1:	0.35 - 0.70	kU/L	Clase 5:	50 - 100	kU/L
	Clase 2:	0.70 - 3.50	kU/L	Clase 6:	> 100	kU/L..
	Clase 3:	3.50 - 17.5	kU/L			
