

(107426) **c233 Mepivacaína**

Muestra: **SUERO**  
 Muestra alternativa: **No tiene**  
 Volumen mínimo: **250 µL** Conservación de la muestra: **SIN DEFINIR**  
 Plazo de entrega: **10 días laborables**  
 Metodo: **Enzimoimmunoanálisis**

### Rast IgE Específica [medicamentos Y Alergenos Especiales]

Método: Enzimoimmunoanálisis

REALIZADO FRENTE A:	CONCENTRACION	CLASE
c233 Mepivacaína	R1 kU/L	R2

#### VALORES DE REFERENCIA:

**Alérgenos aislados:** Negativo: Concentración < 0.35 kU/L y Clase 0

**Mezclas de alérgenos** Negativo: Concentración < 0.35 kU/L

En las mezclas los resultados se expresan únicamente por concentración

En los resultados positivos se recomienda realizar la determinación de cada uno de los alérgenos.

**INTERPRETACION:**

Clase 0:	< 0.35	kU/L	Clase 4:	17.5 - 50	kU/L
Clase 1:	0.35 - 0.70	kU/L	Clase 5:	50 - 100	kU/L
Clase 2:	0.70 - 3.50	kU/L	Clase 6:	> 100	kU/L..
Clase 3:	3.50 - 17.5	kU/L			