

(107106) **wx5 [w1, w6, w7, w8, w12] Mezcla polen arbustos (ambrosia común, artemisa, margarita, diente de león, ruda dorada)**

Muestra: **SUERO**
 Muestra alternativa: **No tiene**
 Volumen mínimo: **250 µL** Conservación de la muestra: **Refrigerada**
 Plazo de entrega: **2 días laborables**
 Metodo: **Radioinmunoanálisis (RIA).**

Rast IgE Específica

Método: Fluoroimunoanálisis (CAP System).

REALIZADO FRENTE A: **CONCENTRACION CLASE**
 wx5 [w1, w6, w7, w8, w12] Mezcla polen arbustos (ambrosia común, artemisa, margarita, diente de león, ruda dorada) **R1** kU/L

VALORES DE REFERENCIA:

Alérgenos aislados: Negativo: Concentración < 0.35 kU/L y Clase 0

Mezclas de alérgenos Negativo: Concentración < 0.35 kU/L

En las mezclas los resultados se expresan únicamente por concentración

En los resultados positivos se recomienda realizar la determinación de cada uno de los alérgenos.

INTERPRETACION:

Clase 0:	< 0.35	kU/L	Clase 4:	17.5 - 50	kU/L
Clase 1:	0.35 - 0.70	kU/L	Clase 5:	50 - 100	kU/L
Clase 2:	0.70 - 3.50	kU/L	Clase 6:	> 100	kU/L..
Clase 3:	3.50 - 17.5	kU/L			
